



## **INFORMATION ZUM ONLINE-TRAINING „HelloBetter Diabetes und Depression“**

Das Training ist seit dem 06.02.2018 als Medizinprodukt gekennzeichnet und ist zudem auch bekannt unter folgenden Namen:

- *GET.ON Diabetes und Depression*
- *GET.ON Diabetes und Stimmung*
- *HelloBetter Diabetes and Depression*
- *HelloBetter Diabetes und Stimmung*
- *HelloBetter Mood Enhancer Diabetes*
- *GET.ON Mood Enhancer Diabetes*
- *GET.ON Diabetes und Depression (angepasst für die grünen Berufe)*

Diese Information dient der korrekten Durchführung des Online-Trainings *HelloBetter Diabetes und Depression*. Diese Gebrauchsanweisung basiert auf den durch die Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPS) und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) aufgestellten Qualitätskriterien für internetbasierte Selbstmanagement-Interventionen (siehe Publikation von [Klein et al. in Der Nervenarzt, 2018](#)).

Die Informationen sollten aufmerksam durchgelesen und die darin enthaltenen Anweisungen befolgt werden. Bei der Anmeldung steht das HelloBetter-Support-Team unter [support@hellobetter.de](mailto:support@hellobetter.de) bei Bedarf für Unterstützung zur Verfügung.

### **1. ZWECKBESTIMMUNG / INDIKATION**

Das Training *HelloBetter Diabetes und Depression* ist ein psychologisches Online-Training zur Reduktion der depressiven Symptomschwere bei Patienten mit co-morbidem Diabetes Mellitus Typ I oder Typ II. Das Training besteht aus sechs wöchentlich zu absolvierenden Einheiten mit einer Bearbeitungszeit von 45-60 Minuten.

Neben der Vermittlung von fundierter Psychoedukation mittels Texten und Videos, beinhaltet das Training interaktive Übungen, Achtsamkeitstechniken, Audioformate sowie Anleitungen zur Selbstreflexion, die jeweils in den Alltag integriert werden können. Trainingsziele werden so formuliert, dass sie individuell, realistisch und erreichbar sind. Zusätzlich gibt es ein Online-Tagebuch, um den Fortschritt während des Trainings festhalten und beobachten zu können.

Das Training wurde über mehrere Jahre von führenden Experten und Expertinnen aus dem Bereich E-Mental-Health entwickelt und in einer randomisiert-kontrollierten Studie an mehreren Universitäten umfassend untersucht und als wirksam befunden.

*HelloBetter Diabetes und Depression* wurde für Menschen mit Diabetes Mellitus Typ I oder Typ II konzipiert, die die Kriterien der folgenden ICD-10 Diagnosen erfüllen:

- F32.0 Leichte depressive Episode
- F32.1 Mittelgradige depressive Episode
- F32.8 Sonstige depressive Episoden
- F32.9 Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
- F33.0 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode

- F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
- F33.4 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert
- F33.8 Sonstige rezidivierende depressive Störungen
- F33.9 Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet
- F48.0 Neurasthenie/Ermüdungssyndrom

### **Nutzungsvoraussetzungen**

*HelloBetter Diabetes und Depression* kann als interaktives Online-Training über einen Computer, Laptop oder ein Tablet mit Internetzugang genutzt werden und benötigt zur Durchführung einen Browser in einer aktuellen Version (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer/Edge oder Safari). Von einer Nutzung des Trainings mit mobilen Browsern raten wir hingegen ab. Zur Nutzung der mobilen Trainingskomponenten (z.B. Tagebuch und Aktivitätenplanung) empfehlen wir die HelloBetter App (siehe auch **Zusätzliche Smartphone-App**).

Das Training ist für alle Altersklassen ab 18 Jahren konzipiert. Es ist gleichermaßen für weibliche, männliche und diversgeschlechtliche Teilnehmende geeignet, die gegenüber einer Nutzung von webbasierten Trainings offen sind. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind erforderlich. Erfahrungen mit der Navigation von Webseiten werden vorausgesetzt.

## **2. BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE DER INTERVENTION**

### **Art und Dauer der Intervention**

Das Online-Training *HelloBetter Diabetes und Depression* besteht aus sechs Trainingseinheiten. Für einen bestmöglichen Trainingserfolg wird empfohlen, diese in einem wöchentlichen Rhythmus zu absolvieren.

Das Training ist mit Informationen, Übungen, Videos, Audios und interaktiven Elementen abwechslungsreich gestaltet. Die Struktur ist klar und übersichtlich, sodass die Teilnehmenden durchgängig über den Ablauf des Trainings informiert sind. Das Training beinhaltet neben psychoedukativen Elementen, Problemlösestrategien auch verschiedene Entspannungsübungen, die einfach in den Alltag integriert werden können. Die Teilnehmenden werden angeleitet, realistische und erreichbare Ziele zu formulieren, damit diese eigenständig auf praktische und einfache Weise im Alltag umgesetzt werden können. Von den Teilnehmenden wird eigenständig ein Online-Tagebuch geführt.

Der Zugang zum Online-Training *HelloBetter Diabetes und Depression* besteht für die Dauer von drei Monaten und endet nach Ablauf der drei Monate ab erstmaliger Registrierung automatisch.

### **Anwendungshäufigkeit**

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das Online-Training *HelloBetter Diabetes und Depression* für einen bestmöglichen Trainingserfolg idealerweise einmal wöchentlich für jeweils etwa 45-60 Minuten genutzt werden sollte.

### **Trainingsinhalt**

*HelloBetter Diabetes und Depression* beinhaltet fundierte Methoden und Techniken der Kognitiven Verhaltenstherapie nach dem aktuellsten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es werden psychoedukative Inhalte zu Depressionen und Diabetes vermittelt, sowie Übungen, Methoden und Techniken zur Verbesserung der depressiven Symptomatik im Zusammenhang mit Diabetes vorgestellt. Dazu gehören u.a. Anleitungen zur Verhaltensaktivierung, kognitive Umstrukturierungen,

Achtsamkeitstechniken sowie ein fortlaufendes Online-Tagebuch, mit dem das eigene Erleben festgehalten und reflektiert werden kann. Um eine mögliche Symptomverbesserung oder -verschlechterung beobachten zu können, sind die Teilnehmenden angehalten, an den zweiwöchentlichen Evaluationen bezüglich ihrer wahrgenommenen Stressbelastung und Depressionssymptomatik teilzunehmen.

Die individuellen Eingaben der Teilnehmenden auf der Trainingsplattform werden berücksichtigt, sodass eine individualisierte Trainingserfahrung gewährleistet werden kann.

### **Trainingsaufbau**

Das Online-Training *HelloBetter Diabetes und Depression* besteht aus sechs Trainingseinheiten. Zu jeder Trainingseinheit gehören Übungen, die die Teilnehmenden außerhalb des Trainings in ihren Alltag einbauen. Für den Trainingserfolg ist es entscheidend, wie intensiv die Integration der Übungen in den Alltag der Teilnehmenden erfolgt.

### **Begleitung**

Bei technischen Fragen und Problemen erhalten die Teilnehmenden Unterstützung über die E-Mail-Adresse [support@hellobetter.de](mailto:support@hellobetter.de), eine Reaktion erfolgt möglichst zeitnah.

Nach Bearbeitung der einzelnen Einheiten erhalten die Teilnehmenden von einem speziell für das Training geschulten Begleiter oder Begleiterin werktags innerhalb von 24 Stunden ein schriftliches Feedback. Das Feedback reflektiert die Eingaben aus der jeweiligen Einheit und zielt unter anderem darauf ab, die Teilnehmenden zur Fortsetzung des Trainings zu motivieren.

Den Teilnehmenden wird jeweils ein persönlicher Begleiter oder Begleiterin zugeordnet, sodass die Rückmeldung immer von derselben Person stammt. Die Teilnehmenden können erst nach gelesenen Feedback mit der nächsten Trainingseinheit fortfahren.

Jegliche Kommunikation zwischen Begleiter oder Begleiterin und Teilnehmenden findet auf einer nach aktuellen Sicherheitsstandards verschlüsselten, webbasierten Plattform statt.

### **Bedienung**

Der Zugriff auf *HelloBetter Diabetes und Depression* erfolgt verschlüsselt. Das Training ist jederzeit via online Log-in auf der Trainingsplattform verfügbar. Das ermöglicht eine weitestgehend zeit-, orts- und geräteunabhängige Nutzung. Die gesetzlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen werden erfüllt. Genaueres ist unter dem Punkt 6. **Datenschutz** zu finden.

Die Bedienung und Navigation der technischen Plattform sind so gestaltet, dass die Teilnehmenden zu jedem Zeitpunkt wissen, wo sie sich im Training befinden und wie sie zurück zur Übersicht gelangen können. Das System ist fehlertolerant, Inhalte des Online-Trainings sind über mehrere Wege erreichbar, u.a. über die linke Seitenleiste oder das Dashboard. Über das Icon „Nachrichten“ auf der Navigationsleiste oder über das entsprechende Widget auf dem Dashboard können die Teilnehmenden bei Bedarf Kontakt zu ihrem persönlichen Begleiter oder Begleiterin aufnehmen.

Die psychoedukativen Elemente werden in Texten, Bildern, Videos oder Audios vermittelt. Die Durchführung des Trainings ist somit kurzweilig und spannend gestaltet. Weiterführende Informationen sind an verschiedenen Stellen durch aufklappbare Inhalte zu erhalten, sodass auf unterschiedliche Bedürfnisse und inhaltliche Schwerpunkte eingegangen werden kann. Zu Beginn jeder Übung wird

zunächst der Sinn und Zweck erklärt, zum Abschluss gibt es jeweils Gelegenheit zur persönlichen Selbstreflexion. In jeder Einheit sind mehrere Textfelder enthalten, durch deren Ausfüllen die Teilnehmenden Gelegenheit zur Beschreibung und Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen Situation bekommen.

### **Zusätzliche Smartphone-App**

Teilnehmende des Online-Trainings *HelloBetter Diabetes und Depression* haben zusätzlich die Möglichkeit die HelloBetter App auf ihrem Smartphone zu nutzen. Die App bietet für die Teilnehmenden die Möglichkeit ihren persönlichen Trainingsfortschritt zu beobachten, das Tagebuch zu führen und Alltagsaktivitäten zu planen. Zudem können die zweiwöchentlichen Evaluationen zur Depressionssymptomatik, wahrgenommenen Stressbelastung und Ängstlichkeit über die App durchgeführt werden.

## **3. QUALIFIKATION DER TRAININGSENTWICKLER UND -ENTWICKLERINNEN**

*HelloBetter Diabetes und Depression* wurde von Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft und Psychotherapie sowie gemeinsam mit Betroffenen entwickelt und durch verschiedene randomisiert-kontrollierte Studien in seiner Wirksamkeit überprüft. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Psychologen und Psychologinnen legten in enger Abstimmung die Prinzipien und Abläufe sowie die Auswahl der Übungen fest. Psychologische Psychotherapeuten und -therapeutinnen, Psychologen und Psychologinnen waren an der Formulierung der Interventionstexte beteiligt. Pilottests mit Betroffenen von Diabetes Mellitus Typ I oder Typ II mit co-morbiden depressiven Symptomen halfen bei der Revision und Verbesserung von *HelloBetter Diabetes und Depression*.

## **4. QUELLEN DER MEDIZINISCHEN INHALTE**

*HelloBetter Diabetes und Depression* wurde in einer randomisiert-kontrollierten Studie auf seine Wirksamkeit hin untersucht (durchgeführt u.a. an der Philipps-Universität Marburg und an der Leuphana Universität Lüneburg). Die Studienergebnisse sprechen für eine gute Wirksamkeit des Trainings. In den Studien werden Zwischengruppeneffektstärken, Intention-to-treat- und Completer-Analysen, Abbruchraten und -gründe sowie Ergebnisse zur Nutzerzufriedenheit berichtet.

Die Studie wurde in einem offiziellen Studienregister vor Durchführung registriert und akzeptiert. Die Studienergebnisse sind in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und einsehbar:

Ebert, D. D., Nobis, S., Lehr, D., Baumeister, H., Riper, H., Auerbach, R. P., ... & Berking, M. (2017). The 6-month effectiveness of Internet-based guided self-help for depression in adults with Type 1 and 2 diabetes mellitus. *Diabetic Medicine*, 34(1), 99-107.

Nobis, S., Lehr, D., Ebert, D. D., Berking, M., Heber, E., Baumeister, H., ... Riper, H. (2013). Efficacy and cost-effectiveness of a web-based intervention with mobile phone support to treat depressive symptoms in adults with diabetes mellitus type 1 and type 2: design of a randomised controlled trial. *BMC Psychiatry*, 13:306.

Nobis, S., Lehr, D., Ebert, D. D., Baumeister, H., Snoek, F., Riper, H., & Berking, M. (2015). Efficacy of a Web-Based Intervention With Mobile Phone Support in Treating Depressive Symptoms in Adults With Type 1 and Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. *Diabetes Care*, 38(5), 776–783.

## 5. PATIENTENSICHERHEIT

### Gegenanzeigen

Das Online-Training *HelloBetter Diabetes und Depression* darf nicht verwendet werden, wenn Suizidalität vorliegt. In diesem Fall sollte der Hausarzt oder die Hausärztin, der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin oder in Krisensituationen unmittelbar die Notfallnummer 112 kontaktiert werden.

Dieses Training setzt an der Reduktion der depressiven Symptomatik, die im Zusammenhang mit einer Diabetes-Erkrankung aufgetreten ist, an. Es ist abzuwägen, ob aus medizinischer Sicht Einwände gegen das Training zu erheben sind. Darum ist es notwendig, vor Trainingsstart eine Unbedenklichkeit der Trainingsteilnahme mit dem Hausarzt oder der Hausärztin abzuklären.

### Hinweise

Lebensmüde Gedanken können in besonders schweren Lebensphasen auftauchen. Bei manchen Menschen halten diese Gedanken nur für kurze Zeit an und gehen von selbst wieder vorüber. Bei anderen Menschen können sie sich jedoch zu ausgeprägter Suizidalität entwickeln (d.h. Gedanken, Impulse oder Handlungen, sich das Leben nehmen zu wollen). In jedem Fall sollten solche Gedanken beobachtet und ernst genommen werden. Wir empfehlen, direkt ärztlichen und/oder psychotherapeutischen Rat einzuholen.

Sollte sich im Verlauf des Trainings keine Minderung der Beeinträchtigung durch die depressive Symptomatik einstellen oder diese sich akut verschlechtern, sollte der behandelnde Arzt, Ärztin, Psychotherapeut oder Psychotherapeutin kontaktiert werden. Ohne ärztliche Rücksprache sollte zudem keine Änderung eventuell bestehender Medikation und/oder Therapie vorgenommen werden.

### Nebenwirkungen

Der Trainingserfolg ist von vielen Einflüssen abhängig und kann im Einzelfall nicht garantiert werden. Das Training *HelloBetter Diabetes und Depression* kann die Teilnehmenden dabei unterstützen, ihre Beeinträchtigung durch die depressive Symptomatik in Zusammenhang mit Diabetes nachhaltig zu verringern. Dies wurde in einer klinischen Studie nachgewiesen (s.o. Punkt 4. **Quellen der medizinischen Inhalte**).

Es ist jedoch möglich, dass nicht alle Teilnehmenden von der Nutzung von *HelloBetter Diabetes und Depression* gleichermaßen profitieren, da nicht jede Übung für jeden gleichermaßen geeignet ist. Dies kann möglicherweise ein Gefühl der Enttäuschung auslösen. Zudem ist es möglich, dass die Auseinandersetzung mit schwierigen Themen belastend sein kann. In Zusammenhang mit der Anwendung psychologischer Techniken können unter anderem negative Effekte wie z.B. eine Verschlechterung der Beschwerden, sozialer Beziehungen oder eine Zunahme von Sorgen auftreten. Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung von dem Online-Training *HelloBetter Diabetes und Depression* Nebenwirkungen auftreten, empfehlen wir eine ärztliche und/oder psychotherapeutische Rücksprache oder eine E-Mail an [support@hellobetter.de](mailto:support@hellobetter.de).

### Wechselwirkungen

Bislang sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### Angaben für Notfälle

Bei Suizidalität oder einer akuten Krise sollte der Rettungsdienst informiert werden:

Notrufnummern in Deutschland:

- Notruf allgemein: 112
- Notruf Rettungsdienst: 112
- Polizei: 110

Die Telefonseelsorge bietet ein offenes Ohr in Lebenskrisen, rund um die Uhr, kostenfrei und anonym.

Telefonseelsorge:

- 0800 111 0 111
- 0800 111 0 222
- [www.telefonseelsorge.de](http://www.telefonseelsorge.de)

Das Team der Telefonseelsorge kennt für den Fall akuter Krisen und Suizidalität die jeweils passenden Einrichtungen und Anlaufstellen. Kliniken und andere Krisendienste in Ihrer Nähe sind in der Adressliste der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu finden: [www.deutsche-depressionshilfe.de](http://www.deutsche-depressionshilfe.de)

## 6. DATENSCHUTZ

Es werden nur die Daten erhoben, die zur Durchführung des Trainings absolut notwendig sind. Die gesetzlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen werden erfüllt. Die Inhalte und das Training unterliegen dem Deutschen Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Genauere Angaben zu der Verarbeitung der personenbezogenen Daten finden sich in unserer Datenschutzerklärung unter <https://hellobetter.de/datenschutz/>.

### **Kontakt des Datenschutzbeauftragten:**

Datenschutzbeauftragter  
c/o GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH  
Oranienburger Str. 86a  
10178 Berlin  
[datenschutz@hellobetter.de](mailto:datenschutz@hellobetter.de)

## 7. KOSTEN

Sofern das Training von einem Arzt oder Ärztin, einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin verschrieben worden ist und die Teilnehmenden über eine gesetzliche Krankenkasse in Deutschland versichert sind, entstehen durch die Nutzung des Trainings keine Kosten. Weitere Informationen dazu finden sich unter <https://hellobetter.de/>.

## 8. INTEGRATION IN DIE VERSORGUNG

*HelloBetter Diabetes und Depression* beinhaltet die Möglichkeit für die Teilnehmenden und die persönlichen Begleiter und Begleiterinnen den Verlauf der psychischen Beschwerden zu beobachten. Innerhalb der Trainings werden mehrfach validierte Fragebögen ausgefüllt, die die depressiven Beschwerden, die wahrgenommene Stressbelastung und die Ängstlichkeit messen.

## 9. HERSTELLER- UND PRODUKTINFORMATIONEN



### **Hersteller**

GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH  
Rothenbaumchaussee 209  
20149 Hamburg  
<https://hellobetter.de>  
[kontakt@hellobetter.de](mailto:kontakt@hellobetter.de)  
+49 (0)40 532 528 67

### **Stand der Informationen**

12.02.2021

### **Weitere Informationen**

Bei dieser Stand-alone-Software handelt es sich um ein Medizinprodukt der Risikoklasse I nach Regel 12 der EU-Richtlinie 93/42/EWG. Eine kostenlose Papierversion der Gebrauchsanweisung ist per E-Mail unter [kontakt@hellobetter.de](mailto:kontakt@hellobetter.de) oder telefonisch unter +49 (0)40 532 528 67 (zu entsprechenden Festnetz- und Mobilfunktarifen) erhältlich.

### **Veröffentlichungsdatum**



2018

### **CE-Kennzeichnung**

